



# Mythic™ 3CRP

NUOVO PRODOTTO

Analizzatore ematologico  
automatizzato 3-Popolazioni  
Risultati dei test affidabili

# Mythic™ 3CRP

L'innovazione crea efficienza

- ▲ 22 parametri + 3 istogrammi ▲ 60 campioni all'ora
- ▲ Volume campione <20 uL ▲ Archivio capiente - 50,000 risultati con istogrammi

## Specifiche Tecniche

Parametri	WBC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, HCT, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, CRP	Canteggia di fanda massima	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC <math>\leq 0.2 \times 10^9/L</math></li><li>• RBC <math>\leq 0.02 \times 10^{12}/L</math></li><li>• HGB <math>\leq 1g/L</math></li><li>• PLT <math>\leq 5 \times 10^9/L</math></li></ul>
Reagenti per ematologia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diluente</li><li>• Lisante</li><li>• Detergente</li></ul>	Trascinamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC, RBC, HGB &lt; 0,5%</li><li>• PLT <math>\leq 1.0\%</math></li></ul>
Reagenti per CRP	<ul style="list-style-type: none"><li>• CRP Reagent</li><li>• CRP Lisante</li></ul>	Precisione	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC &lt; 2,5%</li><li>• RBC &lt; 1,5%</li><li>• HGB &lt; 1,5%</li><li>• PLT &lt; 5%</li></ul>
Controlli per ematologia	<ul style="list-style-type: none"><li>• MYT-3CRP Normale</li><li>• MYT-3CRP Bassa+ Normale +Alta</li></ul>	Archivia	Fino a 50 000 risultati con allarmi e curve di distribuzione
Calibratori per ematologia	MYT-3CRP CAL	Condizioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura 18 - 30°C</li><li>• Umidità Max Relativa 20%-85%</li></ul>
Controlli per CRP	MYTHIC CRP Controlli	Accessori	Lettore Barcode e Tastiera
Calibratori per CRP	MYTHIC CRP Calibratori	Stampante	Interna e/a Esterna
Volume Campione	20 $\mu L$ + sonda pre-diluita	Linearità	<ul style="list-style-type: none"><li>• WBC 0.00-300x10<sup>9</sup>/L</li><li>• RBC 0.00-8,50x10<sup>12</sup>/L</li><li>• HGB 0-250g/L</li><li>• PLT 0-4000x 10<sup>9</sup>/L</li></ul>
Velocità [campioni/ora]	<ul style="list-style-type: none"><li>• CBC: 60</li><li>• CBC+CRP: 45</li><li>• CRP 45</li></ul>	Dimensioni [mm]	P 36 L 480, A 490
Tipo di campionamento	Pravetta aperta	Pesa [kg]	32
		Schermo	Tattile LCD 10.4"

HEM\_10\_2022



Warsaw Headquarter, 303 Pulawska Street, 02-785 Warsaw, POLAND  
office@cormay.com  
+48 (22) 751 79 10

Contattare i nostri distributori di fiducia



Numero Verde 800-031586

Tel. 02 39314487  
www.elsco.it  
e-mail: elsco@elsco.it

www.cormaydiagnostics.com